

Vejledning i returnering af brugte test-kit til Hach

Returnering af brugte test kit-til Hach sker i henhold til de danske affaldsregulativer.

Transportregulativ

Brugte test-kit transporteres under den simple transportregulering **LQ** (Limited Quantities = Begrænset mængde). Hver transportkasse må kun indeholde et bestemt antal test-kit (se skema). Antallet af transportkasser pr. leverance er ubegrænset.

Transport af reagenser i begrænset mængde (**LQ**) giver flg. fordele:

- Ingen transportdokumenter, hvilket er krævet for transport af farligt gods.
- Leverancen kan sendes med almindelig post eller transportfirmaer.

Fakta om returneringssystemet:

Hach i Danmark modtager de brugte test-kit og kontrollerer, at korrekt papkasse er anvendt til forsendelsen, samt kassen er pakket og mærket korrekt. Herefter transporteres de brugte reagenser fra Danmark til Hach i Düsseldorf, hvor vores miljøcenter ligger.

Test-kittene gennemgår forskellige genbrugsprocesser.

Resultat: over 70 % af test-kittene genbruges. Reagenserne genbruges ikke til kuvettetest, da det kræver ultra rene væsker. I stedet anvendes de til mange industrielle formål; glas genbruges til byggematerialer, PE-flasker bliver til granulat og plastembalage bliver til folie og koste.

For samtlige forsendelser gælder følgende regler:

- Hach skal have fuldmagt fra kunden for at kunne sende brugte test-kit til genbrugscentret. Kontakt os, hvis der ikke foreligger en fuldmagt.
- Kuvetterne skal returneres siddende i plasticblisterne samt i tilhørende test-kitpakning.
- De enkelte test-kitpakninger må ikke lukkes med tape.
- Gruppe A1, A2 og B skal pakkes i hver sin kasse. Kassen skal mærkes med gruppenavn (A1, A2 el. B).
- Papkasserne, hvori test-kit returneres, kan bestilles hos Hach.
- **Varenummer: EYF558 (passer til 40 æsker) og EYF565 (passer til 15-20 æsker).**
- Papkasserne skal være intakte og stabile og aflukkes med bred tape.
- Test-kitpakningerne skal stå fast i kassen. Maximum vægten på 25 kg må ikke overskrides.
- Der skal anvendes fyldmateriale (af papir eller cellulose) i bunden og toppen af kassen, således at væske ved evt. lækage opsuges (leveres sammen med papkasserne bestilt hos Hach).
- **Papkassen skal forsynes med både afsender- og modtageradresse (udfyldt med antal test-kit samt firmanavn)**
- Kassen skal tydeligt mærkes med **LQ** mærkat (Limited Quantities = Begrænset mængde).
- **LQ** mærkat kan uden beregning bestilles hos Hach (**1 LQ mærkat pr. kasse**)
- Transport til Hach betales af afsender.
- **Hvis reglerne vedr. forsendelser ikke overholdes, forbeholder vi os ret til at fakturere kunden et gebyr på op til 2.500 kr.**

Test-kitgrupper samt max. antal test-kitpakninger pr. kasse

Gruppenavn	Gruppebeskrivelse	Godkendte returreagenser	Max. antal test-kitpakninger pr. papkasse
A1	Hach Lange kuvette- og pipettetest	LCAxxx, LCKxxx, APCxxx, LCW025, LCW053, LCW058, LCW510, LCW901, LCW902, LCW905, LCW907, LCW908, LCW954, LCI400, LCI500	Max 25 kg ca. 40 pk.
A2	Hach kuvette test (Test'N Tube)	2125851, 2125951, 2345852, 2345952, 2415851, 2415951, 2604545, 2604945, 2605345, 2606945, 2608345, 2623451, 2672245, 2714100, 2742545, 2742645, 2742745, 2760345, 2760445, 2767245, 2767345, 2815945	Max 25 kg ca 40 pk.
B	Hach Lange kuvette test (cyanidholdige)	LCK306, LCK308, LCK360, LCW032 (IKKE LCW532)	Max 25 kg ca 40 pk.

LQ mærkat (på sættes kassen):



Hvis der er spørgsmål i forbindelse med returneringen, står vi naturligvis til rådighed med råd og vejledning på tlf. 36 77 29 11 eller info-dk@hach.com

Brugte test-kit sendes til: Hach Lange ApS, Åkandevej 21, 2700 Brønshøj

Venligst udfyld nedenstående og læg i kassen med de brugte test-kit (kopi udenpå):

Firmanavn:
Kontaktperson:
Adresse:
Telefon:
Kundenummer:
Bemærkning:
Dato:
Underskrift:

Gruppe:	A1	A2	B
Antal test kit pakninger i alt			
Antal papkasser i alt			

Revideret November 2015