



Be Right™



Test strips: Nitrat 0 - 50 mg/L og Nitrit 0 - 3 mg/L, 25 test.

Produktnr.: 2745425
DKK Pris: Kontakt os
Tilgængelig

Måleområde:

Nitrat NO₃-N: 0 - 50 mg/L

Nitrit NO₂-N: 0 - 3 mg/L

Enkel og omkostningseffektiv

Hurtig testmetode til brug i felten og i laboratoriet

Specifikationer

Enhed:	25 tests
Fodnote:	*mg/L med mindre andet er angivet, ppb = µg/L, ppm = mg/L.; gpg = grains per gallon; 1 gpg = 17.1 mg/L or 17.1 ppm.
Måleområde:	Nitrit 0 - 3.0 mg/L NO ₂ -N
Mindste interval :	Nitrate: 0, 1, 2, 5, 10, 20, 50 mg/L
Parameter:	Nitrat og Nitrit
platform:	Test Strip
Smallest increment:	Nitrite: 0, 0.15, 0.3, 1, 1.5, 3 mg/L
Test kit model:	Test Strips