



Be Right™



Intellical PHC805 genopfyldelig pH-univesalelektrode i glas til lab, 1 m kabel

Produktnr.: PHC80501

DKK Pris: Kontakt os
Afsendes indenfor 1 uge

Intellical PHC805 er en digital kombinations pH-elektrode med indbygget temperatursensor. PHC805 er en genopfyldelig pH-elektrode med saltbro keramisk porøs stift. Denne pH-elektrode af glas til laboratorierug er velegnet til måling af pH i generelle laboratorieanvendelser i forbindelse med vandige prøver. En 50 ml flaske med KCl 3M elektrodeopfyldningsopløsning følger med proben. PHC805 er ikke egnet til brug med organiske opløsningsmidler, lav ionstyrke, spildevand, prøvetyper med højt indhold af tørstof eller meget basiske prøvetyper.

Genopfyldelig elektrode i glas leverer fremragende værdi for pengene og har lang levetid

Elektrode i glas er kemisk modstandsdygtigt og let at rengøre. Genopfyldelig reference giver typisk længere forventet levetid end gelfyldte elektroder.

Intellical digitale prober giver ultimativ sporbarhed i målingshistorik

Lagret tids- og datostempel for hver måling, operatør og prøve-ID, kalibreringshistorik, parameter og probens serienummer.

Intellical digitale prober giver brugeren besked, når der er behov for recalibrering

Ikke behov for gætterier for at få de mest pålidelige og nøjagtige resultater med hver måling.

Intellical digitale prober kan flyttes mellem målere uden behov for at recalibrere eller at indtaste indstillinger for måling igen

Ideel til et miljø med flere brugere med flere metre i HQD-serien af laboratorie- og bærbare metre.

Specifikationer

| | |
|-----------------------|---|
| Elektrode type: | RedRod/genopfyldeligt referenceelement |
| Kabellængde: | 1 m |
| Længde: | 200 mm |
| Måleområde: | pH 0 to 14 |
| Method Type: | Laboratory: RedRod / Refillable Reference Element |
| Nøjagtighed: | ±0,02 pH |
| Opfyldningsvæske: | 3 M KCl (nr. 2756559) |
| Opløsning: | 0,001/0,01/0,1 |
| Parameter: | pH |
| Product Kit: | Model: PHC805 |
| | Accessories Included: None |
| Reference Junction: | Porous Pin Junction |
| Reference system: | Ag/AgCl |
| Saltbro: | Porøs Stift Saltbro |
| Sensor Body Material: | Glass |

| | |
|-----------------------------|--------------------------------|
| Sensor Cable Length (m): | 1 |
| Sensor material: | Glas |
| Sensor type: | pH-glas |
| Sodium (Alkalinity) error: | <0,3 pH med pH 13 i 0,1 M NaOH |
| Sonder inkluderet: | Standard |
| Temperatur nøjagtighed: | ±0,3 °C |
| Temperaturområde: | 0 - 80 °C |
| Temperaturområde opløsning: | 0,1 °C |
| Termistor: | ATC |
| Test Requirements: | Parameter Needed: pH |
| | Minimum Sample Depth (mm): 18 |
| Type of Measurement: | Laboratory |
| Vægt: | 0,1 kg |

Hvad er der i boksen

Intellical PHC805 pH-elektrode til lab. med opbevaringsflaske, 1 m kabel, 5 ml flaske med referenceelektrolytopløsning til opfyldning (KCl 3M-opløsning), kalibreringscertifikat og grundlæggende brugervejledning.

Påkrævet tilbehør

- Påfyldningsopløsning, reference, 3 M KCl, 50 mL (Item 2756559)