



Be Right™



Elektroderengøringsopløsning, RENOVO.X ekstra stærk, 250 mL

Produktnr.:

S16M002

Farligt

DKK Pris:

Kontakt os

Tilgængelig



Elektroderengøringsopløsning til at fjerne vanskelige proteinaflejringer. Praktisk til pH-sensorrensning efter brug i snavset vand eller biologisk aktive prøver.

Specifikationer

| | |
|---------------------------|---|
| Beskrivelse: | Når opløsningerne indeholder protein, f.eks., kræves stærkere rengøringsmidler. |
| Formula: | Natriumhypochlorit |
| Parameter: | Rengøringsopløsning |
| Serviceinterval: | 18 måneder fra produktionsdato |
| Solution Type: | Rengøring |
| Volumen / pakkestørrelse: | 250 mL |