



Be Right™



Nitrogen, total, TNT, 0,5 - 25 mg/L N

Produktnr.:

2672245

Farligt

DKK Pris:

Kontakt os

Tilgængelig



Kuvettetest (Ø 16 mm) komplet med alle reagenser, optimeret til pålidelige måleresultater og nem håndtering. TNT = Test 'N Tube

16 mm TNT produkter kan kun evalueres på DR900. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte dit lokale tekniske supportteam.

Specifikationer

Antal test:	25 - 50
Instrument:	DR 900
Måleområde:	0,5 - 25,0 mg/L N
Metodenavn:	Persulfat forbrænding
Metodenummer:	10071
Nedbrydning nødvendig:	Ja
Opbevarings-betingelser:	10 - 25 °C
Parameter:	Nitrogen, total
platform:	Test 'N Tube
Specielle notater:	Sættet består af 2 kartoner: 26717-45 og 26721-45 26717-45 = TN Hydroxid reagens (2714045), puder med persulfat-pulver (2671846) 26721-45 = TN syre reagens C (2672145), puder med bisulfitreagent A-pulver (2671946), puder med indikator reagens B-pulver (2672046)

16 mm TNT produkter kan kun evalueres på DR900. Hvis du har spørgsmål, kan du kontakte dit lokale tekniske supportteam.