



Be Right™



## SpecCheck sekundær gel standardsæt, LR klor, DPD, 0 - 2,0 mg/L Cl<sub>2</sub>

Produktnr.: 2635300

DKK Pris: Kontakt os

Tilgængelig

Solide, direkte anvendelige gel standarder til instrumentverificering i laboratoriet og i felten.

SpecCheck sekundært standardsæt er klar til brug og indeholder fire 10 mL (1") forseglede glasceller med én tom og tre forskellige standarder inden for det typiske testområde, instruktioner, plasticetui og analysecertifikat.

SpecCheck standarder er computerformuleret og har to års holdbarhed fra produktionsdatoen.

---

### Specifikationer

Beskrivelse:	SpecCheck Gel sekundært standardsæt LR Klor, DPD
Instrument:	Omfatter værdier for alle instrumenter
Koncentration:	0 - 2,0 mg/L Cl <sub>2</sub>
Metodenavn:	DPD
Parameter:	Klor
Volumen / pakkestørrelse:	Sæt med 4 glas