



Be Right™



Fyldningsopløsning, reference, mættet KCl, 59 mL

Produktnr.: 25118026
DKK Pris: Kontakt os
Afsendes indenfor 2 uger

Fyldningsopløsning til elektrodereferenceelement, kaliumklorid (KCl), mættet, 59 mL flaske

Specifikationer

Beskrivelse:	RedRod
Formula:	KCl mæt.
platform:	Opløsning
Solution Type:	Genpåfyldning
Volumen / pakkestørrelse:	59 mL